

お問い合わせに関するご相談は

⚠ 安全に関するご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●本製品は一般家庭用マッサージ器です。●医師からマッサージを禁じられている方は、本製品を使用しないでください。例) 血栓 [そく(塞) 栓] 症、重度の動脈けいゆう(瘤)、急性静脈けいゆう(瘤)、各種皮膚炎、皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む) など。●医師の治療を受けている方や下記に該当する方は、必ず医師に相談の上、その指示に従ってください。

・ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方。・悪性しゅよう(腫瘍)のある方。・心臓に障害のある方。・温度感覚喪失のある方。・妊娠初期の不安定期又は出産直後の方。・糖尿病などによる高度な末しょう(梢) 循環障害からくる知覚障害のある方。・安静を必要とする方。・体温 38℃以上(有熱期)の方。例1) 急性炎症症状【けいん(疼) 炎症、悪寒、血圧変動など】の強い時期。例2) 衰弱しているとき。・骨折しょう(損) 症の方。・せきつい(脊椎)の骨折、ねんざ(捻挫)、肉離れなど、急性【とう(疼) 痛性】疾患の方。・ケガをしている方。・かつて治療を受けたところ、また疾患部へ使用する方。・せきつい(脊椎)に異常のある方、又は背骨が左右に曲がっている方。・皮膚に創傷のある方。・その他、医療機関で治療中の方。・上記以外に身体に異常を感じている方。

●本製品は1人用です。同時に2人以上でご使用にならないでください。●本製品は必ず屋内でご使用ください。●ヒーター部は表面が熱くなるため、熱に敏感な方は使用しないでください。●日本国内でご使用ください。

製品に関するお問い合わせ

0120-30-4515 受付時間 10:00~12:00、13:00~16:00(土・日・祝祭日、弊社休業日を除く)
アラインコ株式会社 フィットネス事業部 カスタマーサービス課 大阪府高槻市三島江 1-1-1

公式SNSアカウント



@ALINCO.Corporation



@alinco_fitness



@alinco_fitness



●製品の色調は印刷物と実物で多少異なることがあります。

●改良のため、仕様・外観を一部変更している場合があります。あらかじめご了承ください。

管理医療機器

FNLIFNM- ver.1.0

a^yrela
massage



両手が塞がらない
ネックピロー型のマッサージャー!

MCR8321(A/T)
ネックピローマッサージャー 8321



webカタログ



スマホやパソコンを使用すると
頭が下がってしまい、
首の後ろから肩にかけて
筋肉が強張ってしまいます。




家事や仕事で疲れた身体のコリを
手軽に使えるマッサージャーで
ほぐしてあげましょう。

もちもちクッションの ネックピロー型のマッサージャー

首をホールドしながらしっかりマッサージ。
もちもちしたクッションが頭の支えになり、
リラックスしながら心地よいマッサージを味わえます。



使い方・特徴




ヒーターON/OFF

電源ON/OFF
もみ玉正転・反転

操作ボタンは2つで、
誰でもカンタンに操作できます。

上下反対でも使える2wayタイプ。



パターン2

首の上部をマッサージ

パターン1

首の下部をマッサージ

正転・反転するもみ玉。



もみ上げ

もみ下げ

突起でぐいぐい
もみほぐし



人肌程度に温まるもみ玉が
マッサージをアシスト。
心地よくもみほぐせます。



収納に便利な収納袋付き。
保管時の汚れやほこりから
本体を守り清潔に使用できます。



ストレッチが効いた
さっぱり生地。
季節問わずご使用いただけます。

カラーバリエーション

淡いブルーとブラウンの2色のカラーバリエーション。操作ボタンの色もアクセントでとってもおしゃれ。



製品仕様

- 販売名：ネックピローマッサージャー 8321 ○品番：MCR8321 (A/T)
- 製品サイズ：W260×D240×H130mm ○製品質量（重量）：約 840g（ACアダプター含む）
- 材質：ポリエステル、ウレタン ○消費電力：6W（電熱部 3W）
- 1ヶ月の電気代の目安：約 1円（1日当たり 10分） ※電力量料金単価 27円 /kwh で算出
- 電源：AC100V（50/60Hz） ○定格時間：10分 ○生産国：中国
- 医療機器認証番号：303AHBZX00019000